

# Sikkerhedsdatablad

## Malakitgrøntoxalat-opløsning 5%

Erstatter dato: 12-03-2026

Revisionsdato: 12-08-2026  
Version: 2.12.0

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: Malakitgrøntoxalat-opløsning 5%

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalede anvendelser: Laboratoriekemikalie.

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

##### Leverandør

Firma: SSI Diagnostica A/S  
Adresse: Herredsvejen 2  
Post nr.: 3400  
By: Hillerød  
Land: DANMARK  
E-mail: info-dk@ssid.com  
Telefon: +45 4829 9100

#### 1.4. Nødtelefon

82 12 12 12 (Giftlinjen).

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP-klassificering: Eye Dam. 1;H318  
Repr. 2;H361d  
Aquatic Chronic 2;H411

Væsentligste skadevirkninger: Forårsager alvorlig øjenskade. Mistænkes for at skade det ufødte barn. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

# Sikkerhedsdatablad

## Malakitgrøntoxalat-opløsning 5%

Erstatter dato: 12-03-2026

Revisionsdato: 12-08-2026  
Version: 2.12.0

### 2.2. Mærkningselementer

#### Piktogrammer



**Signalord:** Fare

#### Indeholder

**Stof:** Malakitgrønt, oxalat;

#### Faresætninger

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.  
H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.  
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

#### Sikkerhedssætninger

P391 Udslip opsamles.  
P273 Undgå udledning til miljøet.  
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.  
P308+313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.  
P305+351+338+310 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.  
P201 Indhent særlige anvisninger før brug.

### 2.3. Andre farer

Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer. Hormonforstyrrende egenskaber: Ingen kendte stoffer i mængder over 0,1 %.

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2. Blandinger

| Stof                 | CAS nr./ EC nr./ REACH registreringsnr. | Koncentration | Bemærkninger | CLP-klassificering                                                                                      |
|----------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malakitgrønt, oxalat | 18015-76-4<br>241-922-5                 | 5 %           |              | Acute Tox. 4;H302<br>Eye Dam. 1;H318<br>Repr. 2;H361d<br>Aquatic Acute 1;H400<br>Aquatic Chronic 1;H410 |

Se punkt 16 for ordlyd af H- / EUH-sætninger.

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

**Indånding:** Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

**Indtagelse:** Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag.

**Hudkontakt:** Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.

**Øjenkontakt:** Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser og skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) og søg omgående læge. Fortsæt skylningen til lægen overtager behandlingen.

**Generelt:** Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

#### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

# Sikkerhedsdatablad

## Malakitgrøntoxalat-opløsning 5%

Erstatter dato: 12-03-2026

Revisionsdato: 12-08-2026  
Version: 2.12.0

Øjenkontakt kan fremkalde dybe ætsninger, smerter, tåreflåd og kramper i øjenlågene. Risiko for alvorlig øjenskade med synstab. Mistænkes for at skade det ufødte barn.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandl symptomer. Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

**Egnede slukningsmidler:** Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Slukningsmidler vælges ud fra den omgivende brand. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager.

**Uegnede slukningsmidler:** Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan dannes.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Anvend luftforsynet åndedrætsværn og kemisk beskyttelsesdragt eller gastæt dragt, hvis tæt kontakt til stoffet eller dets dampe er sandsynlig. Brug handsker. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

**For ikke-indsatspersonel:** Stå i vindsiden/hold afstand til kilden. Stop lækagen, hvis dette kan gøres uden risiko. Hold uvedkommende væk. Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm. Brug handsker.

**For indsatspersonel:** Udover ovenstående: Kemikalieindsatsdragt svarende til EN 943-2 anbefales.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand. Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip til kloak.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Mindre spild tørres op med en klud.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 for værnemiddeltype. Se punkt 13 for bortskaffelse.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Det skal ved en risikovurdering sikres at ansatte ikke er udsat for påvirkning fra kemikalier. Risikovurderingen skal udmunde i tiltag, der forebygger eksponering.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Skal opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted. Undgå direkte sollys. Må ikke opbevares sammen med følgende: Stærke oxidationsmidler.

# Sikkerhedsdatablad

## Malakitgrøntoxalat-opløsning 5%

Erstatter dato: 12-03-2026

Revisionsdato: 12-08-2026  
Version: 2.12.0

### 7.3. Særlige anvendelser

Ingen.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

|                        |                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grænseværdi:</b>    | Indeholder ikke stoffer, som er underlagt rapporteringskrav.                                                                                                          |
| <b>Målingsmetoder:</b> | Overholdelse af grænseværdier kan kontrolleres ved arbejds-hygieniske målinger.                                                                                       |
| <b>Retsgrundlag:</b>   | Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 1356/2025. At-vejledning C.0.1 om grænseværdier for stoffer og materialer, August 2007 (november 2021). |

### 8.2. Eksponeringskontrol

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:</b> | Arbejdet skal foregå under effektiv procesventilation (f.eks. punktudsugning eller lokaludsugning). Brug værnemidler som angivet nedenfor.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Personlige værnemidler, øje-/ansigtsbeskyttelse:</b> | Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm. Øjenværn skal overholde EN 16321.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Personlige værnemidler, hudbeskyttelse:</b>          | Brug særligt arbejdstøj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Personlige værnemidler, håndbeskyttelse:</b>         | Brug handsker. Materiale type: Nitrilgummi. Gennembrudstiden er ikke bestemt for produktet. Skift handsker ofte. Handsker skal overholde EN 374.<br>En handskes egnethed og slidstyrke afhænger af brugen, f.eks. frekvens og varighed af kontakt, handskematerialets tykkelse, funktionalitet og modstandsdygtighed over for kemikalier. Søg altid råd hos handskeleverandøren. |
| <b>Personlige værnemidler, åndedrætsværn:</b>           | Brug åndedrætsværn med P2-filter ved risiko for dannelse af sprøjtetåger. Åndedrætsværn skal overholde en af følgende standarder: EN 136/140/145.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Miljøeksponeringskontrol:</b>                        | Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

| Parameter    | Værdi/enhed        |  |
|--------------|--------------------|--|
| Fysisk form  | Væske              |  |
| Farve        | Grøn               |  |
| Lugt         | Lugtfri            |  |
| Opløselighed | Fortyndbar i vand. |  |

| Parameter                                                  | Værdi/enhed | Bemærkninger |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Lugttærskel                                                | Ingen data  |              |
| Smeltepunkt                                                | Ingen data  |              |
| Frysepunkt                                                 | Ingen data  |              |
| Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval | Ingen data  |              |
| Antændelighed                                              | Ingen data  |              |
| Antændelsesgrænser                                         | Ingen data  |              |
| Øvre og nedre eksplosionsgrænse                            | Ingen data  |              |
| Flammepunkt                                                | Ingen data  |              |
| Selvantændelsestemperatur                                  | Ingen data  |              |
| Nedbrydningstemperatur                                     | Ingen data  |              |
| pH i opløsning                                             | Ingen data  |              |
| pH koncentrat                                              | Ingen data  |              |

# Sikkerhedsdatablad

## Malakitgrøntoxalat-opløsning 5%

Erstatter dato: 12-03-2026

Revisionsdato: 12-08-2026  
Version: 2.12.0

|                                                 |            |  |
|-------------------------------------------------|------------|--|
| Kinematisk viskositet                           | Ingen data |  |
| Viskositet                                      | Ingen data |  |
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi) | Ingen data |  |
| Damptryk                                        | Ingen data |  |
| Massefylde                                      | Ingen data |  |
| Relativ massefylde                              | 1          |  |
| Relativ dampmassefylde                          | Ingen data |  |
| Relativ massefylde (mættet luft)                | Ingen data |  |
| Partikelegenskaber                              | Ingen data |  |

### 9.2. Andre oplysninger

Øvrig information: Ingen.

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Reagerer med følgende: Stærke oxidationsmidler.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendt information.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå direkte sollys.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke oxidationsmidler.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan dannes.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

|                                                                |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akut toksicitet - indtagelse:</b>                           | Indtagelse kan give ubehag. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.                                |
| <b>Akut toksicitet - hud:</b>                                  | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.                                                            |
| <b>Akut toksicitet - indånding:</b>                            | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.                                                            |
| <b>Hudætsning/-irritation:</b>                                 | Kan virke let irriterende. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.                                 |
| <b>Alvorlig øjenskade/-irritation:</b>                         | Øjenkontakt kan fremkalde dybe ætsninger, smerter, tåreflåd og kramper i øjenlågene. Risiko for alvorlig øjenskade med synstab. |
| <b>Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:</b> | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.                                                            |
| <b>Kimcellemutagenicitet:</b>                                  | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.                                                            |

# Sikkerhedsdatablad

## Malakitgrøntoxalat-opløsning 5%

Erstatter dato: 12-03-2026

Revisionsdato: 12-08-2026  
Version: 2.12.0

|                                     |                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Kræftisiko:</b>                  | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. |
| <b>Reproduktionstoksicitet:</b>     | Mistænkes for at skade det ufødte barn.                              |
| <b>Enkel STOT-eksponering:</b>      | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. |
| <b>Gentagne STOT-eksponeringer:</b> | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. |
| <b>Aspirationsfare:</b>             | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. |

### 11.2. Oplysninger om andre farer

**Hormonforstyrrende egenskaber:** Ingen kendte stoffer i mængder over 0,1 %.

**Andre toksikologiske virkninger:** Ingen kendte.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Testdata foreligger ikke.

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Testdata foreligger ikke.

### 12.4. Mobilitet i jord

Blandbart med vand. Kan spredes i vandmiljøet.

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen kendte stoffer i mængder over 0,1 %.

### 12.7. Andre negative virkninger

Ingen kendte.

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Undgå udslip til kloak eller overfladevand. Produktet er farligt affald i henhold til kriterierne for farligt affald (Dir. 2008/98/EF). Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den lokale affaldsordning for farligt affald.

Urenset emballage bortskaffes via den lokale affaldsordning. Det anbefales, at tom, renset emballage bortskaffes til genbrug.

**Affaldskategorier:**

Affaldsgruppe H.  
EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 16 05 06\* Laboratoriekemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer, herunder blandinger af laboratoriekemikalier

Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet: Affaldsgruppe: H EAK-kode: 15 02 02  
Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørningsklude og beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer.

# Sikkerhedsdatablad

## Malakitgrøntoxalat-opløsning 5%

Erstatter dato: 12-03-2026

Revisionsdato: 12-08-2026  
Version: 2.12.0

### PUNKT 14: Transportoplysninger

#### Landtransport (ADR/RID)

|                                                            |                                                  |                          |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. UN-nummer eller ID-nummer:                           | 3082                                             | 14.4. Emballagegruppe:   | III                                                                                    |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (Malakitgrønt, oxalat) | 14.5. Miljøfarer:        | Produktet skal mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ) i emballager over 5 kg/l. |
| 14.3. Transportfareklasse(r):                              | 9                                                |                          |                                                                                        |
| Fareetiket(ter):                                           | 9                                                |                          |                                                                                        |
| Farenummer:                                                | 90                                               | Tunnel restriktionskode: | -                                                                                      |

#### Transport via indre vandveje (ADN)

|                                                            |                                                                               |                        |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. UN-nummer eller ID-nummer:                           | 3082                                                                          | 14.4. Emballagegruppe: | III                                                                                    |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (malachite green oxalate) | 14.5. Miljøfarer:      | Produktet skal mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ) i emballager over 5 kg/l. |
| 14.3. Transportfareklasse(r):                              | 9                                                                             |                        |                                                                                        |
| Fareetiket(ter):                                           | 9                                                                             |                        |                                                                                        |
| Transport i tankskibe:                                     |                                                                               |                        |                                                                                        |

#### Søtransport (IMDG)

|                                                            |                                                                               |                                |                                                                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. UN-nummer eller ID-nummer:                           | 3082                                                                          | 14.4. Emballagegruppe:         | III                                                                       |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (malachite green oxalate) | 14.5. Miljøfarer:              | Produktet skal mærkes som Marine Pollutant (MP) i emballager over 5 kg/l. |
| 14.3. Transportfareklasse(r):                              | 9                                                                             | Navne på miljøfarlige stoffer: |                                                                           |
| Fareetiket(ter):                                           | 9                                                                             |                                |                                                                           |
| EmS:                                                       | F-A, S-F                                                                      | IMDG Code segregation group:   | - Ingen -                                                                 |

#### Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

|                                                            |                                                                               |                        |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. UN-nummer eller ID-nummer:                           | 3082                                                                          | 14.4. Emballagegruppe: | III                                                                                    |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (malachite green oxalate) | 14.5. Miljøfarer:      | Produktet skal mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ) i emballager over 5 kg/l. |
| 14.3. Transportfareklasse(r):                              | 9                                                                             |                        |                                                                                        |
| Fareetiket(ter):                                           | 9                                                                             |                        |                                                                                        |

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen.

#### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

# Sikkerhedsdatablad

## Malakitgrøntoxalat-opløsning 5%

Erstatter dato: 12-03-2026

Revisionsdato: 12-08-2026  
Version: 2.12.0

### Særlige bestemmelser:

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.  
Direktiv 2012/18/EU (Seveso), E1 Farlig for vandmiljøet, kategori Akut 1 eller Kronisk 1:  
Kolonne 2: 100 t, Kolonne 3: 200 t.

Omfattet af:  
Bekendtgørelse om unges arbejde.  
Bekendtgørelse om arbejdets udførelse.

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Øvrig information: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

### PUNKT 16: Andre oplysninger

#### Versionshistorik og ændringsangivelser

| Version | Revisionsdato | Ansvarlig | Ændringer          |
|---------|---------------|-----------|--------------------|
| 2.12.0  | 12-08-2026    | JOJ       | 2,8,11,12,13,15,16 |

#### Forkortelser:

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative  
STOT: Specific Target Organ Toxicity

#### Øvrig information:

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet for og gælder udelukkende dette produkt. Det er baseret på vores nuværende viden samt de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen. Sikkerhedsdatabladet overholder gældende lovgivning for udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i henhold til 1907/2006/EC (REACH) med senere ændringer.

#### Anbefalet uddannelse:

Et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

#### Klassificeringsmetode:

Beregning på baggrund af farerne for de kendte bestanddele.

#### Faresætninger

H302 Farlig ved indtagelse.  
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.  
H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.  
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.  
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.  
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

#### SDS er udarbejdet af

Firma: Bureau Veritas Solutions Denmark A/S  
Adresse: Oldenborggade 25-31  
Post nr.: 7000  
By: Fredericia  
Land: DANMARK  
E-mail: solutions-dk@bureauveritas.com  
Telefon: +45 77 31 10 00  
Hjemmeside: www.bureauveritas.dk



# Sikkerhedsdatablad

## Malakitgrøntoxalat-opløsning 5%

Erstatter dato: 12-03-2026

Revisionsdato: 12-08-2026  
Version: 2.12.0

**Land:**

DK